



Liberdade de Movimento

Opus³⁶⁰

NASAL PILLOWS MASK

A Máscara de Prong Nasal Opus³⁶⁰ é pequena, silenciosa e muito confortável, oferecendo liberdade de movimento que nenhuma outra máscara oferece. Seu desenho permite quase todas as posições durante o sono sem deslocamento da máscara. Seu sistema homocinético inovador promove grande versatilidade através da possibilidade de movimentação de 360 graus. Seus Prongs de Silicone e o Contorno Facial da Estrutura da Máscara oferecem estabilidade extra proporcionando excepcional conforto para o paciente.

Elegante em seu desenho e em sua simplicidade, permita que a Máscara de Prong Nasal Opus³⁶⁰ da Fisher & Paykel Healthcare trabalhe para você a partir de hoje.


Contorno da Estrutura da Máscara

O contorno facial e a estrutura de suporte tridimensional se adaptam naturalmente para fornecer máxima estabilidade e conforto.




Fisher & Paykel
HEALTHCARE

Administração Nasal Direta – Opus³⁶⁰




A Máscara de Prong Nasal Opus³⁶⁰ é pequena, silenciosa e muito confortável, possui Vedações de Silicone em formato anatômico de prongs e com contorno facial da estrutura da máscara. O cotovelo giratório juntamente com o sistema de fixação inovador oferecem liberdade de movimento e estabilidade que nenhuma outra máscara oferece. A Máscara de Prong Nasal Opus³⁶⁰ representa uma solução completa. Ela já vem montada e pronta para ser utilizada com tamanhos alternativos de Prongs Nasais incluídos na mesma caixa.

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DA MÁSCARA PARA MAIOR LIBERDADE DE MOVIMENTO, CONFORTO E ADESÃO AO TRATAMENTO.



Prongs Anatômicos
Conforto da máscara

Os Prongs Anatômicos são de fácil colocação e oferecem uma excelente vedação. Os contornos dos prongs nasais asseguram maior conforto. A variedade de tamanhos oferecida (P,M,G) assegura ótima vedação e conforto.




Contorno da Estrutura da Máscara
Estabilidade da máscara

O contorno facial da estrutura da máscara possui estruturas de suporte tridimensionais e se adaptam naturalmente ao formato da face fornecendo, dessa maneira, um ajuste confortável e uma fixação segura. Seu desenho permite que o paciente durma em posição lateral sem que ocorra o deslocamento da máscara.




Sistema de Fixação do circuito
Estabilidade da máscara

O sistema inovador de pivô permite que o circuito seja fixo na parte superior ou na parte lateral ou ainda que o circuito permaneça livre para movimentação. Elegante em seu desenho e em sua simplicidade, a máscara mantém o circuito na posição desejada. Alternativamente, o circuito pode permanecer livre e dessa maneira o cotovelo giratório permite 360 graus de liberdade de movimentação.



Válvula Expiratória Eficiente
Silenciosa

O avançado sistema difusor de ar é silencioso e minimiza o ruído da válvula expiratória para prevenir perturbação do sono do paciente e do seu companheiro (a).




Almofada Soft-Lip™
Conforto da máscara

A vedação de silicone oferece uma sensação de maciez e maleabilidade sobre o lábio superior. A almofada Soft-Lip™ incorporada à máscara se adapta naturalmente ao contorno do lábio superior para o seu maior conforto.



Vedação de Silicone Premium Frosted
Otimização da Tecnologia de Vedação

A tecnologia de vedação otimizada garante uma sensação suave e confortável permitindo a fácil colocação da máscara na posição desejada. Sua textura fosca otimiza a vedação da máscara.



Liberação das Tiras Ocultas
Retirada em um único movimento

Retirada da Touca de Fixação em um único movimento para limpeza. Permite a remontagem da máscara em a necessidade de reajustes. Simplesmente deslize a Tira Lateral para baixo e para fora dos ganchos de Liberação das Tiras Ocultas.

CONTEÚDOS

- Máscara completa com a Estrutura da Máscara montada e pronta para utilização
- Três tamanhos de Vedação de Silicone incluídos (P,M,G)
- Guia de fácil colocação

CÓDIGO DE PEDIDO: HC482

PARA OBTER MAIORES INFORMAÇÕES, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O SEU REPRESENTANTE LOCAL DA FISHER & PAYKEL HEALTHCARE:

International Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, P O Box 14 348, Panmure, Auckland 1741, New Zealand
Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 Email: info@fphcare.com Web: www.fphcare.com

Alemanha Tel: +49 7182 93777 0 Fax: +49 7182 93777 99 **Austrália** Tel: +61 3 9879 5022 Fax: +61 3 9879 5232 **Austria** Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22 **Benelux** Tel: +31 78 644 0924 Fax: +31 78 644 0914
China Tel: +86 20 3205 3486 Fax: +86 20 3205 2132 **Espanha** Tel: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379 **França** Tel: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221 **Índia** Tel: +91 80 4123 6041 Fax: +91 80 4123 6044
Irlanda Tel: 1800 409 011 **Irlanda do Norte** Tel: 0800 132 189 **Itália** Tel: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709 **Japão** Tel: +81 3 3661 7205 Fax: +81 3 3661 7206 **Oriente médio** Tel: +9 71 4 360 0849 Fax: +9 71 4 368 8110 **Reino Unido (Representante autorizado da U.E.)** Tel: +44 1628 626 136 Fax: +44 1628 626 146 **Suécia** Tel: +46 8 564 76 680 Fax: +46 8 36 63 10 **Suíça** Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54
USA Tel: 1800 446 3908 +1 949 453 4000 Fax: +1 949 453 4001

© Fisher & Paykel Healthcare Limited